

Anticuerpo Policlonal Anti-Nox1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5S8

Número de artículo: CM0015750

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NOX1 humana (NADPH oxidasa 1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos y ratones. Adecuado para el estudio de la generación de superóxido y el carcinoma de colon.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27035
ID del Gen	27035
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 418-564 de la NOX1 humana (NP_008983.2?).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5S8
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo