

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nox1 Para Wb, Elisa - Q9Y5S8

Número de artículo: CM0010204

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-NOX1 (validado para WB y ELISA). Detecta NOX1 humano, una NADPH oxidasa de 65 kDa. Adecuado para investigación de colon, útero y próstata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo Monoclonal de Conejo NOX1
Observaciones/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 241-340 de NOX1 humano (NP_008983.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5S8
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo