

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nox1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Y5S8

Número de artículo: CM0014321

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NOX1 diseñado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la NADPH oxidasa 1 humana (NOX1), un generador de superóxido unido a la membrana relacionado con el cáncer de colon y de próstata. Ideal para investigación diagnóstica y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	27035
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de NOX1 humano (NP_008983.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y5S8
Peso proteico	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo