

Anticuerpo Policlonal Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb, Elisa - P04839

Número de artículo: CM0016787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOX2/gp91phox humano (CYBB). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de oxidasa NADPH de fagocitos y superóxido, incluyendo investigación de EGC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NOX2/gp91phox
Observaciones/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Especie	Humano
GeneID (humano)	1536
GeneID	1536
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de NOX2/gp91phox humano (NP_000388.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo