

Anticuerpo Policlonal Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Número de artículo: CM0022572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOX2/gp91phox humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para uso en investigación en el estudio del complejo NADPH oxidasa y la generación de superóxido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOX2/gp91phox Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1536
GeneID	1536
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 385-570 de NOX2/gp91phox humano (NP_000388.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo