

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb Y Elisa - P04839

Número de artículo: CM0002209



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NOX2/gp91phox de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con NOX2 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la NADPH oxidasa en fagocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NOX2/gp91phox
Observaciones/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1536
GeneID	1536
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04839
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo