

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Noxa2/P67Phox Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Número de artículo: CM0012020



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra NOXA2/p67phox (NCF2) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la oxidasa de los fagocitos y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NOXA2/p67phox
Observaciones/alias	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Especie	Humano
GeneID (humano)	4688
GeneID	4688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de NOXA2/p67phox humano (P19878).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P19878
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo