


Anticuerpo Policlonal Anti-Noxo1 Para Wb, Elisa - Q8Nfa2

Número de artículo: CM0013543



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOXO1 humano (organizador 1 de la NADPH oxidasa). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios del complejo NOX y la generación de superóxido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NOXO1
Observaciones/Alias	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
Especie	Humano
GeneID	124056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-370 de NOXO1 humano (NP_653204.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8NFA2
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo