

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Npas2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99743

Número de artículo: CM0019394

Introducción

pAb de Conejo anti-NPAS2 (Q99743) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta NPAS2 humano con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del reloj circadiano y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-NPAS2
Observaciones/Alias	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4862
GeneID	4862
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 45-240 del NPAS2 humano (NP_002509.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99743
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo