

Anticuerpo Policlonal Anti-Npas3 Para Wb Y Elisa - Q8lxf0

Número de artículo: CM0019573

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NPAS3 humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta NPAS3 de humano y rata (~101 kDa). Ideal para investigación en neurogénesis y esquizofrenia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPAS3 Rabbit pAb
Notas/Alias	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
Especie	Humano
GeneID (humano)	64067
GeneID	64067
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-700 de NPAS3 humana (NP_001158221.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8IXF0
Peso de la Proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo