

Anticuerpo Policlonal Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Número de artículo: CM0028328



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NPC2 humano (HE1, EDDM1), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte de colesterol y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para NPC2
Observaciones/Alias	HE1; EDDM1; NPC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10577
GeneID	10577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-151 de NPC2 humano (NP_006423.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61916
Peso molecular de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo