


Anticuerpo Policlonal Anti-Npff Para Wb, Elisa - 015130

Número de artículo: CM0025786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NPFF humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata, adecuado para estudios de función de neuropéptidos y modulación del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPFF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FMRFAL; NPFF
Especie	Humano
GeneID (humano)	8620
GeneID	8620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-113 del NPFF humano (NP_003708.1)
F>Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	015130
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo