


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nphp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15259

Número de artículo: CM0029171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NPHP1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; detecta nefrocistina-1 de humano, ratón y rata; ideal para investigación en ciliopatías y enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPHP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4867
ID del gen	4867
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15259
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo