

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nphp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75161

Número de artículo: CM0030783

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la NPHP4 humana (nephrocistina-4) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata, compatible con la investigación de ciliopatías y enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPHP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	POC10; SLSN4; NPHP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	261734
GeneID	261734
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1247-1426 de la NPHP4 humana (NP_055917.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75161
Peso proteico	158kDa
Envío	Bolsa de hielo