

Anticuerpo Policlonal Anti-Nphs2 Para Wb, Elisa - Q9Np85

Número de artículo: CM0020171

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la NPHS2 humana (podocina). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Herramienta esencial para la investigación de la permeabilidad glomerular y el síndrome nefrótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPHS2 Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7827
GeneID	7827
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-388 de la NPHS2 humana (NP_055440.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NP85
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo