

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nphs2 Para Wb Y Elisa - Q9Np85

Número de artículo: CM0006699

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la podocina humana (NPHS2) para Western blot (WB) y ELISA. Expresada en podocitos renales, la podocina regula la filtración glomerular. Ideal para investigación y diagnóstico del síndrome nefrótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NPHS2
Observaciones/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7827
GeneID	7827
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 284-383 de la NPHS2 humana (Q9NP85).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP85
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo