


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Npl Para Wb, Elisa - Q9Bxd5

Número de artículo: CM0025706



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NPL para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta N-acetilneuraminato liasa humana, con reactividad cruzada frente a ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Se usa en estudios de metabolismo del ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80896
ID del gen	80896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la NPL humana (NP_110396.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BXD5
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo