


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nploc4 Para Wb - Q8Tat6

Número de artículo: CM0028003



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra NPLOC4 (WB, IF/ICC, ELISA) se dirige al NPLOC4 humano, un componente clave de la vía de degradación proteica dependiente de ubiquitina. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	NPLOC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPL4; NPLOC4
Especie	Humano
GeneID (humano)	55666
GeneID	55666
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAT6
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo