

Anticuerpo Policlonal Anti-Npm3 Para Wb, Elisa - 075607

Número de artículo: CM0020832

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NPM3 humano (nucleoplasmina-3), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. NPM3 desempeña un papel en la remodelación de la cromatina y la biogénesis de ribosomas, lo que hace que este anticuerpo sea útil para estudios de proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NPM3
Observaciones/Alias	PORMIN; TMEM123; NPM3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10360
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-140 de NPM3 humano (NP_008924.1).
Fuente	Liebre
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075607
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo