


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nppa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Número de artículo: CM0014630



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NPPA humana (péptidos natriuréticos A), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Ideal para investigación cardiovascular y renal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | NPPA Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 4878                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la NPPA humana (NP_006163.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                             |
| SWISS               | P01160                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 16 kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |