


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Npr3 (Anp-C) Para Wb, Elisa - P17342

Número de artículo: CM0025605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el NPR3 humano (receptor de clearance ANP-C). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de señalización de péptidos natriuréticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPR3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4883
GeneID	4883
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17342
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo