


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nprl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Número de artículo: CM0031045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a NPRL2 humano para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación del complejo GATOR1 y la vía mTORC1. Peso molecular predicho 44 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo NPRL2
Observaciones/Alias	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
Especie	Humano
GenelD (humano)	10641
GenelD	10641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de NPRL2 humano (NP_006536.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTW4
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo