

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nptx2 Para Wb Y Elisa - P47972

Número de artículo: CM0014069

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la pentraxina neuronal-2 humana (NPTX2), adecuado para Western blot y ELISA. Apoya la investigación en plasticidad sináptica y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPTX2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4885
ID del Gen	4885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-240 de la NPTX2 humana (NP_002514.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P47972
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo