

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Npy Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01303

Número de artículo: CM0026511



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NPY humano (Proneuropéptido Y), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en la señalización del neuropéptido Y y el comportamiento alimentario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYY4; NPY
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4852
GeneID	4852
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-97 de NPY (NP_000896.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01303
Peso de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo