

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Npy4R Para Wb Y Elisa - P50391

Número de artículo: CM0027128



Introducción

pAb de conejo contra NPY4R para WB y ELISA, dirigido a NPY4R humano. Inmunógeno recombinante (aa 1-80). Validado en muestras humanas. 42 kDa, enviado en hielo. Ideal para investigación de receptores de neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NPY4R
Observaciones/Alias	Y4; PP1; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
Especie	Humano
GeneID	5540
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P50391
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo