

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Npy5R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15761

Número de artículo: CM0011535

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NPY5R humano (SWISS: Q15761). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del receptor de neuropéptido Y.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPY5R Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NPYR5; NPY5-R; NPY5-R; NPY5R
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4889
ID de Gen	4889
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del NPY5R humano (Q15761).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15761
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo