

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nqo1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15559

Número de artículo: CM0006410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante NQO1 para WB, IHC-P, IP, ELISA. Detecta NQO1 endógeno (~31 kDa) en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de quinonas, estrés oxidativo y regulación proteasomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NQO1
Observaciones/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1728
GenelD	1728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NQO1 humano (NP_000894.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15559
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo