

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nqo1 (Validado Por Ko) Para Wb, If-P, Elisa - P15559

Número de artículo: CM0002891



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NQO1, validado para especificidad de knockout. Adecuado para western blot (WB), inmunofluorescencia (IF-P) y ensayos ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la desintoxicación de quinonas, el estrés oxidativo y vías relacionadas con el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NQO1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Validado por KD] NQO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1728
ID de Gen	1728
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NQO1 humano (P15559).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15559
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo