

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nqo1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15559

Número de artículo: CM0007544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NQO1 validado por KO para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Detecta NQO1 humano, ratón y rata (31 kDa). Ideal para biología redox e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NQO1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Validado por KD] NQO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1728
ID de Gen	1728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 del NQO1 humano (NP_000894.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15559
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo