

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nqo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15559

Número de artículo: CM0015624



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NQO1 humana (NAD(P)H deshidrogenasa [quinona] 1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se usa en investigación de biología redox y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NQO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1728
GeneID	1728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de la NQO1 humana (NP_000894.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15559
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo