

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nqo2 Para Wb Y Elisa - P16083

Número de artículo: CM0009511



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la NQO2 humana (Quinona reductasa 2). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es una herramienta útil para el estudio de vías de desintoxicación celular y carboxilación dependiente de vitamina K.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NQO2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4835
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la NQO2 humana (P16083)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P16083
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo