

Anticuerpo Policlonal Anti-Nqo2 Para Wb, Elisa - P16083

Número de artículo: CM0014404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NQO2 para WB y ELISA. Reconoce NQO2 humano y de ratón (QR2), una reductasa de quinonas citoplasmática implicada en la detoxificación. Ideal para estudios sobre el metabolismo de la vitamina K y las vías de detoxificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NQO2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4835
ID del gen	4835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-231 de NQO2 humano (NP_000895.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P16083
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo