

Anticuerpo Policlonal Anti-Nqo2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16083

Número de artículo: CM0016468



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NQO2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de la reductasa de quinonas en la detoxificación y la biosíntesis de vitamina K. Presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NQO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4835
GeneID	4835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-231 de NQO2 humano (NP_000895.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P16083
Peso molecular de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo