

Anticuerpo Policlonal Anti-Nr0B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Número de artículo: CM0024477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NR0B1 humano (DAX1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la correpresión de receptores nucleares y el desarrollo del eje HPA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR0B1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NROB1; SRXY2; NR0B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	190
GeneID	190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de NR0B1 humano (NP_000466.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51843
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo