


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr1H4 Para Wb Y Elisa - Q96Ri1

Número de artículo: CM0018062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NR1H4 (FXR) humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de receptores de ácidos biliares e investigación de enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NR1H4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9971
ID del gen	9971
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de NR1H4 humano (NP_001193922.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96Ri1
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo