


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr1I3 Para Wb - Q14994

Número de artículo: CM0021277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NR1I3 (CAR), adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de los receptores nucleares y la respuesta a xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NR1I3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Especie	Humano
GeneID (humano)	9970
GeneID	9970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 103-352 de NR1I3 humano (NP_001070948.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14994
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo