

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr2C1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13056

Número de artículo: CM0030206

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana NR2C1 (TR2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta el receptor nuclear huérfano de 67 kDa. Ideal para estudios de represión transcripcional, células madre y señalización por ácido retinoico.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | NR2C1 Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Notas/Alias                   | TR2; NR2C1                                                                                                                                   |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                       |
| ID del gen (Humano)           | 7181                                                                                                                                         |
| ID del gen                    | 7181                                                                                                                                         |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la proteína NR2C1 humana (NP_003288.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                       |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                     |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                                |
| SWISS                         | P13056                                                                                                                                       |
| Peso molecular de la proteína | 67kDa                                                                                                                                        |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                               |