


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr2C2 Para Wb, Elisa - P49116

Número de artículo: CM0030733



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NR2C2 validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al receptor nuclear huérfano TR4, involucrado en la regulación de la transcripción, espermatogénesis y desarrollo embrionario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR2C2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TR4; TAK1; NR2C2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7182
GeneID	7182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 de NR2C2 humano (NP_003289.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49116
Peso Molecular de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo