


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nr2C2/Tr4 Para Wb Y Elisa - P49116

Número de artículo: CM0006395



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NR2C2/TR4 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores nucleares, la espermatogénesis y el desarrollo embrionario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR2C2 / TR4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7182
GeneID	7182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-555 de NR2C2 / TR4 humano (NP_003289.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49116
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo