


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nr2E1/TLX Para Wb Y Elisa - Q9Y466

Número de artículo: CM0005742



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NR2E1/TLX humano (receptor nuclear TLX). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en desarrollo cerebral y retinogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NR2E1/TLX Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7101
GeneID	7101
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína humana NR2E1 (Q9Y466).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y466
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo