


Anticuerpo Policlonico Anti-Nr2E1/TLx Para Wb, Elisa - Q9Y466

Número de artículo: CM0025228



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NR2E1/TLX humano (Receptor nuclear TLX), validado para WB y ELISA, reacciona con humanos y ratones. Para el estudio del desarrollo cerebral, la biología retiniana y la señalización de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NR2E1/TLX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7101
GeneID	7101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 106-385 de NR2E1/TLX humano (NP_003260.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y466
Peso Molecular	43kDa
Envío	Bolsa de hielo