


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr2F1 Para Ihc-P, Elisa - P10589

Número de artículo: CM0024592



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NR2F1 humano (COUP-TF I), validado para IHC-P y ELISA. Reactivo cruzado con humano. Útil para estudios de regulación génica y receptores nucleares. Peso molecular: 46kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR2F1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7025
ID del Gen	7025
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 60-180 de NR2F1 humano (NP_005645.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10589
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de Hielo