


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nr2F2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24468

Número de artículo: CM0015251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NR2F2 humano (factor de transcripción COUP 2). Adecuado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la regulación de la transcripción y el desarrollo ovárico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR2F2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7026
GeneID	7026
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NR2F2 humano (NP_066285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24468
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo