


Anticuerpo Policlonal Anti-Nr5A2 Para Wb, Ihc-P - 000482

Número de artículo: CM0018409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NR5A2 validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Esencial para la investigación del desarrollo hepático, el metabolismo del colesterol y el virus de la hepatitis B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NR5A2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2494
GeneID	2494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-541 del NR5A2 humano (NP_995582.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00482
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo