

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nras Para Wb - P01111

Número de artículo: CM0028193



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NRAS validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta NRAS humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de la vía Ras-MAPK y oncología. UniProt P01111.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo NRAS
Observaciones/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALP54; N-ras; NRAS1; NRAS
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	4893
ID del gen	4893
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 90-189 de NRAS humano (NP_002515.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01111
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo