


Anticuerpo Policlonal Anti-Nrcam Para Wb Y Elisa - Q92823

Número de artículo: CM0022845



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-NRCAM (conejo) para WB y ELISA. Detecta NRCAM humano y de ratón, una molécula de adhesión celular neuronal crítica para el crecimiento de neuritas y la formación de los nodos de Ranvier.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRCAM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEDNMS; NRCAM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4897
ID de Gen	4897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-115 del NRCAM humano (Q92823).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92823
Peso Proteico	144kDa
Envío	Bolsa de hielo