

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrd1 Para Wb, Elisa - 043847

Número de artículo: CM0029928

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NRD1 humano (nardilisina), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre maduración axonal, mielinización y función de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4898
ID de gen	4898
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-400 de NRD1 humano (NP_001095132.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43847
Peso proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo