


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrf1 Para Wb, Elisa Y Chip - Q16656

Número de artículo: CM0027256



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NRF1 validado para WB, ELISA y ChIP. Detecta NRF1 de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 240-449). Adecuado para investigación en factores de transcripción y biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NRF1 Rabbit pAb
Notas / Alias	ALPHA-PAL; NRF1
Especie	Humano
GeneID	4899
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-449 de la NRF1 humana (NP_001035199.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16656
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo