


Anticuerpo Policlonal Anti-Nrf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número de artículo: CM0015730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NRF2 humano (NFE2L2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo y citoprotección. SWISS: Q16236.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-400 del NRF2 humano (NP_006155.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo