


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nrf2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número de artículo: CM0014689



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NRF2 humano (NP_006155.2, Q16236) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en estrés oxidativo, autofagia e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NRF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo